


SECHERESSE OCULAIRE *DRY EYE*



THE BIOMATERIALS PEOPLE



CE 0459



BOUCHONS MEATIQUES "PRET A LA POSE"[®]

Selon J.-A. Bernard

Matériaux : Bouchon en silicone de qualité implantable
Pose clou en polypropylène

Stérilisation : Irradiation gamma



PRELOADED PUNCTAL PLUGS

Developed by J.-A. Bernard, MD

Materials : Silicone plug
Polypropylene plug inserter

Sterilisation : Radiosterilized



POSE-CLOU JETABLE

Pictogramme indiquant le sens d'inclinaison de la collerette

- Dilatateur intégré
- Diminution du temps opératoire
- Meilleure aseptic
- Mécanisme permettant une libération progressive et une insertion facile du bouchon



DISPOSABLE PLUG INSERTER

The stamped likeness of the plug on the instrument indicates the direction of the collarette slant

- Integrated dilator
- Faster insertion
- More aseptic
- Mechanism allows a progressive release and an easy insertion of the plug

- > Collerette inclinée ergonomique
 - Occlusion complète
 - Confort du patient

- > Bouchons polis
 - Diminuent les facteurs d'irritation
 - Meilleure tolérance
 - Confort optimal




Aspect au MEB
SEM appearance

- > Ergonomic slanted collarette
 - Total occlusion
 - Maximum patient comfort

- > Polished plugs
 - Decrease irritation factors
 - Better tolerance
 - Optimal comfort

MICRO-BOUCHON "Prêt à la pose"[®]
PRELOADED EXTRA-SMALL PLUG


- S2-3651 boîte de 1 (stérile)
box of 1 (sterile)
- S2-3652 boîte de 2 (stérile)
box of 2 (sterile)



Sans dilatation préalable^{*}
No dilation^{*}

MINI-BOUCHON "Prêt à la pose"[®]
PRELOADED MINI PLUG

- S2-3681 boîte de 1 (stérile)
box of 1 (sterile)
- S2-3682 boîte de 2 (stérile)
box of 2 (sterile)



Légère dilatation^{*}
Slight dilation^{*}

BOUCHON MEATIQUE "Prêt à la pose"[®]
PETIT MODELE


PRELOADED PUNCTAL PLUG
SMALL

- S2-3421 boîte de 1 (stérile)
box of 1 (sterile)
- S2-3422 boîte de 2 (stérile)
box of 2 (sterile)



BOUCHON MEATIQUE "Prêt à la pose"[®]
MODELE STANDARD
PRELOADED PUNCTAL PLUG
REGULAR

- S2-3121 boîte de 1 (stérile)
box of 1 (sterile)
- S2-3122 boîte de 2 (stérile)
box of 2 (sterile)



BOUCHON MEATIQUE "Prêt à la pose"[®]
GRAND MODELE

PRELOADED PUNCTAL PLUG
LARGE

- S2-3521 boîte de 1 (stérile)
box of 1 (sterile)
- S2-3522 boîte de 2 (stérile)
box of 2 (sterile)



Vidéo disponible
Video available

^{*} Dans la majorité des cas
In most cases

Représentation graphique des visuels non contractuelle
Graphic representation non reliable

GABARITS POUR BOUCHONS MEATIQUES

(Inox, livrés non stériles)

Déterminent le modèle de bouchon le mieux adapté au patient.

PUNCTAL GAUGES FOR PLUGS

(Stainless steel, sold non sterile)

Facilitate accurate sizing of silicone punctal plugs.

Gabarit en forme de bulbe

Bulb shaped gauge



S2-3065
S2-3066
S2-3067

Référence du bouchon correspondant

Reference of the suitable plug

Référence du gabarit

Reference of the punctal gauge

DILATATEUR À VOIE LACRYMALE

(usage unique)

LACRIMAL DILATOR

(single use)

S1-4015

Boîte de 5
(stérile)



S1-4015

Box of 5
(sterile)

STYLET DILATATEUR DOUBLE

(Inox, livré non stérile)

DOUBLE-END LACRIMAL DILATOR

(Stainless steel, sold non sterile)

A8-4050



A8-4050