

# InVitria®

## InVitria® remplace

- Le blépharostat
- Le mesureur
- Le bâtonnet de compression

## Précision garantie\*

- Injection toujours à 3,5 mm du limbe
- Guide d'insertion à angle fixe (28°)
- Profondeur d'injection à 5,6 mm

## Confort du patient\*


- InVitria® immobilise l'oeil
- Le patient ne voit pas l'aiguille
- L'injection est **moins douloureuse**

## Prévention des fuites\*

La rotation d'InVitria® avant et après injection déplace et repositionne la conjonctive au dessus du point d'injection

Réf : MW-200  
Boîte de 25 (stériles)

La procédure d'injection est **plus rapide et reproductible\***



**Maintenant disponible en Pack**



Pour visionner la vidéo

\*Référence : Gokulan Ratnarajan, Remin Nath, Shivashankar Appaswamy, Sarah-Lucie Watson.  
«Intravitreal injections using a novel conjunctival mould : a comparison with a conventional technique». British Journal of Ophthalmology, 2012 Sep 21.



# • Pack InVitria® MW-300

## Contient :

- 1 InVitria® MW-200
- 3 batonnets ouatés
- 1 aiguille BD 30G
- 5 compresses 5x5 cm
- 1 champ de tête 40x40 cm
- 1 champ de table 75x75cm



Conditionnement : x10 packs, stériles

Réf : MW-300

# • Pack InVitria® MW-500

## Contient :

- 1 InVitria® MW-200
- 2 cupules transparentes 120 ml
- 1 pince plastique
- 10 compresses 7,5x7,5 cm
- 1 champ de tête 53x50 cm
- 1 champ de table 115x70cm



Conditionnement : x20 packs, stériles

Réf : MW-500

# Custom Pack InVitria®



**Custom Pack InVitria® disponible  
à la demande, nous consulter.**

Conditionnement : x20 packs, stériles



## InVitria®

Conditionnement :  
boîte de 25 unités, stériles

Réf : MW-200

**Tous ces packs sont disponibles à la vente.**

**Pour toute demande d'information, contactez nous :**

Tel : +33 1 53 98 98 98 - Fax : +33 1 53 98 98 99 - Email : [fci@fci.fr](mailto:fci@fci.fr)

Complément de gamme pour IVT

# —• Pack IVT MW-700

## Contient :

- 1 blépharostat
- 1 marqueur scléral 3,5/4mm
- 1 batonnets ophtalmiques ø5mm
- 2 cupules transparentes 120 ml
- 1 pince plastique
- 10 compresses 7,5x7,5 cm
- 1 champ de tête 53x50 cm
- 1 champ de table 115x70cm



Conditionnement : x15 packs, stériles

Réf : MW-700

Distribué par FCI S.A.S.



**Pour toute demande, contactez nous :**

**FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION SAS**

20/22 Rue Louis Armand - 75015 Paris - France

Tel : +33 1 53 98 98 98 - Fax : +33 1 53 98 98 99

Email : [fci@fci.fr](mailto:fci@fci.fr) - [www.fci.fr](http://www.fci.fr)

Le dispositif Invitria® (classe I) et le pack Invitria® MW-300 (classe IIa) sont destinés aux injections intra-vitréennes. Fabriqué par : Dina-Hitex - Organisme notifié : Det Norske Veritas CE n°0434

Le pack Invitria® MW-700 (classe IIa) est destiné aux injections intra-vitréennes. Fabriqué par : M.E.D. Medical Products GmbH - Organisme notifié : BSI - Group Deutschland GMBH CE n°0535

Mode de remboursement : DM Intra-GHS