

InVitria®

Dispositif médical pour les injections intravitréennes

InVitria® remplace :

- le blépharostat
- le mesureur
- le bâtonnet de compression

Injections standardisées

- Une injection pré-calibrée à 3,5 mm du limbe.
- Un angle fixe d'injection (28°).
- Une profondeur d'injection sécurisée.

Confort du patient amélioré *


Confort du patient amélioré *

- L'oeil du patient est immobilisé par une légère pression de l'InVitria® sur le globe oculaire.
- L'aiguille n'est pas visible par le patient.
- Le patient ressent moins de douleur.*

Prévention des reflux *

- La légère rotation effectuée avec InVitria® avant et après l'injection déplace et repositionne la conjonctive au-dessus du point d'injection.

La procédure d'injection est reproductible*



Flashez notre QR Code pour accéder à la vidéo d'injection



*Référence : Gokulan Ratnarajan, Remin Nath, Shivashankar Appaswamy, Sarah-Lucie Watson. «Intravitreal injections using a novel conjunctival mould : a comparison with a conventional technique». British Journal of Ophthalmology, 2012 Sep 21.

InVitria®

Boîte de 25 unités, stériles

MW-200-P

- Adapté à la seringue préchargée Lucentis®.
- Adapté à la solution injectable Eylea® conditionnée en flacon
- Compatible avec les canules 13 mm BD 30 Ga et B/Braun Lucentis® Sterican® 30 Ga.

MW-200-I

- Adapté à la solution injectable Avastin®.
- Compatible avec la seringue à Insuline et autres canules de type BD U-100 & B/Braun 30 Ga .



Pack InVitria® MW-300

Boîte de 10 packs, stériles, contenant chacun :

- 1 InVitria® MW-200-P
- 3 batonnets ouatés
- 1 aiguille BD 30 Ga
- 5 compresses 5 x 5 cm
- 1 champ de tête 40 x 40 cm
- 1 champ de table 75 x 75cm



FCI S.A.S. ne revendique aucun droit sur les marques déposées suivantes : Lucentis®, Eylea® et Avastin®.


Pack InVitria® MW-500

Boîte de 20 packs, stériles, contenant chacun :



- 1 InVitria® MW-200-P
- 2 cupules transparentes 120 ml
- 1 pince plastique
- 10 compresses 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ de tête 53 x 50 cm
- 1 champ de table 115 x 70cm

Custom Pack InVitria®



Custom Pack InVitria® disponible à la demande, nous consulter

Complément de gamme

Pack IVT MW-700

Boîte de 10 packs, stériles, contenant chacun :

- 1 blépharostat
- 1 marqueur scléral 3,5/4 mm
- 1 batonnet ophthalmique \varnothing 5 mm
- 2 cupules transparentes 120 ml
- 1 pince plastique
- 10 compresses 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ de tête 53 x 50 cm
- 1 champ de table 115 x 70cm



Retrouvez-nous sur : www.fci.fr



Distribué par :



Pour toute demande, contactez nous :

FCI S.A.S.
FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION SAS
20/22 Rue Louis Armand - 75015 Paris - France
Tel : +33 1 53 98 98 98 - Fax : +33 1 53 98 98 99
Email : fci@fci.fr - www.fci.fr

Tous les packs IVT présentés (classe IIa) sont destinés aux injections intravitréennes. Ils sont distribués par FCI S.A.S.

Le dispositif InVitria® (classe I) et le pack InVitria® MW-300 (classe IIa) sont destinés aux injections intra-vitréennes.
Fabriqués par : Dina-Hitex - Organisme notifié : Det Norske Veritas CE n°0434

Les packs InVitria® MW-500 et MW-700 (classe IIa) sont destinés aux injections intra-vitréennes.
Fabriqués par : M.E.D. Medical Products GmbH - Organisme notifié : BSI - Group Deutschland GMBH CE n°0535