


## Clear Control 3D™

Sharpness is one thing, **control is everything**




### Force de pénétration et épaisseur de la lame

Clear Control 3D™ vs. couteau Sharpoint™ standard<sup>1</sup>



Diminution de 35% de la force de pénétration



Diminution de l'épaisseur de la lame de 22%

■ Clear Control 3D™

■ Couteau standard

<sup>1</sup> Étude comparative de Surgical Specialties Corporations. Valeurs moyennes reportées. <sup>2</sup> Mesuré en grammes (un seul passage)

## Couteaux Clear Control 3D™

Conditionnement : Boite de 6



Couteau	Description
<b>72-1050</b>	1.0mm Angulé
<b>72-1550</b>	1.5mm Angulé
<b>72-1650</b>	1.6mm Angulé
<b>72-1850</b>	1.8mm Angulé
<b>72-2050</b>	2.0mm Angulé
<b>72-2250</b>	2.2mm Angulé
<b>72-2450</b>	2.4mm Angulé
<b>72-2550</b>	2.5mm Angulé
<b>72-2650</b>	2.65mm Angulé
<b>72-2750</b>	2.75mm Angulé
<b>72-2850</b>	2.85mm Angulé
<b>72-3050</b>	3.0mm Angulé
<b>72-325</b>	3.2mm Angulé