

# Couteaux de sécurité


**SHARP Guard™**  
GUARDED KNIVES

**The Protection You Want.  
The Precision You Need.**

- Manche rétractable de protection pour minimiser les risques de blessures
- Manche grippé ergonomique
- Qualité des lames SharpPoint™

Une grande variété de couteaux SharpGuard™ sont proposés par SharpPoint™. Cette gamme de couteaux de sécurité inclue entre autres les couteaux à paracentèse, les couteaux Clear Corneal, les couteaux Crescent...

Conditionnement : Boite de 5



Couteau

Description

**72-1501G**

15°

Droit, sécurisé



**72-2763G**


2.75mm

Clear Corneal, angulé, double biseau, sécurisé

**72-2863G**

2.85mm

Clear Corneal, angulé, double biseau, sécurisé



**72-2231G**

2.2mm

Angulé, double biseau, sécurisé

**72-2431G**

2.4mm

Angulé, double biseau, sécurisé

**72-2561G**

2.5mm

Angulé, biseau au-dessus, sécurisé

**72-2661G**

2.65mm

Angulé, biseau au-dessus, sécurisé

**72-2761G**

2.75mm

Angulé, biseau au-dessus, sécurisé

**72-2861G**

2.85mm

Angulé, biseau au-dessus, sécurisé

**72-2961G**

3.0mm

Angulé, biseau au-dessus, sécurisé

**72-3261G**

3.2mm

Angulé, biseau au-dessus, sécurisé



**74-1010G**

2.0mm

Crescent, angulé, biseau au-dessus, sécurisé



**78-2010G**

1.1mm


ClearPort™, angulé, sécurisé

**Ouverture  
/  
Fermeture**



**OUVERT**

Glisser le manche en arrière jusqu'au clic pour exposer la lame du couteau.



**FERME**

Glisser le manche en avant jusqu'au clic pour protéger la lame du couteau.