


BLOC DE TREPANATION

Chirurgie de la cornée

Fiche technique

Ce bloc de trépanation permet de tenir le greffon cornéen du donneur pendant sa trépanation.



Désignation :	Bloc de trépanation
Indication :	Chirurgie de la cornée
Référence :	S8.5005
Conditionnement :	Boîte de 5 (stérile) Double sachet
Matériau :	Silicone
Classe :	I stérile

Contactez-nous

Pour tout renseignement, contactez nous :

Tél. **01 53 98 98 98**

Fax. **01 53 98 98 99**

