

# FCI PROTECT®



Solution d'HPMC  
concentrée à 2%



FCI®

[www.fci.fr](http://www.fci.fr)



# FCI PROTECT®

## Seringue intracaméculaire

Comportement	Dispersif
Origine	Végétal
Substance	HydroxyPropyl-Méthyl-Cellulose (HPMC)
Concentration	2.0 % de HPMC
Volume	2.0 ml
pH	6.0 – 8.0
Osmolalité (mOsmol/kg)	270 – 400
Viscosité à cisaillement nul (mPa.s)	Moyen 4000 - 5000
Canule	23 Ga
Stockage	2 - 25°C
Conditionnement	<b>1 boîte de :</b> 10 x seringues en sachet individuel 10 x canules 23 Ga sous blister

## Référence

**S5.9100**



CE 0459



FCI S.A.S.

FCI Protect®, est un dispositif médical, de classe IIb, fabriqué par FCI S.A.S. [Organisme notifié LNE/G-MED CE n°0459].  
Avant toute utilisation du dispositif médical, FCI vous invite à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui l'accompagne.

FCI S.A.S. - 20-22 RUE LOUIS ARMAND 75015 PARIS  
TEL. : 01 53 98 98 98 / FAX : 01 53 98 98 99  
E-MAIL : FCI@FCI.FR / WEB : WWW.FCI.FR

