



KITARO® KITS

DECOUVRIR, S'ENTRAINER ET SE PERFECTIONNER
À LA
CHIRURGIE DE LA CATARACTE

KITARO® DRYLAB & WETLAB réuni en un seul kit
Pour réaliser une chirurgie de la cataracte dans des conditions proches du réel.

LE KITARO® COMPLEX LAB permet de s'entraîner à la
gestion de complications peropératoires, plus longues à réaliser.




**JAMAIS LE RÉALISME
N'A ÉTÉ POUSSÉ
AUSSI LOIN !**


KITARO® DRYLAB & WETLAB KIT

KITARO® DRYLAB


Premiers gestes - aucun équipement requis



Entraînement au capsulorhexis



Manipulation de noyaux segmentés




Entraînement à l'incision auto-étanche

KITARO® WETLAB

Chirurgie complète de la cataracte - Avec phacoémulsificateur




Incision




Capsulorhexis




**Aspiration des masses
en avant du cortex**



**Segmentation
du noyau**



Phaco Chop



**Irrigation &
Aspiration**

**LE KITARO® KIT DRYLAB & WETLAB
PERMET LA RÉALISATION DE TOUTES LES ÉTAPES
D'UNE CHIRURGIE DE LA CATARACTE**


**MAINTENANT
DISPONIBLE**

KITARO® COMPLEX LAB

KITARO® COMPLEX LAB


Niveau Expert - Gestion des complications

RUPTURE ZONULAIRE




Mise en place de rétracteurs à iris.
Insertion ou injection d'un anneau de tension capsulaire.

FIXATION TRANS-SCLERALE DE L'IMPLANT INTRAOCULAIRE




Implantation d'une lentille intraoculaire suturable à la sclère ou avec fixation intrasclérale sans suture.

GESTION D'UNE DILATATION INSUFFISANTE DE LA PUPILLE




Dilatation de la pupille à l'aide des rétracteurs à iris.

EXTRACTION EXTRA-CAPSULAIRE



Technique de l'extraction extra-capsulaire du cristallin, avec une petite incision limbique.


GESTION DE LA RUPTURE CAPSULAIRE



Gestion de la rupture capsulaire et de l'issue du vitré durant la chirurgie de la cataracte.

**COMPLEX LAB : DEVENIR UN EXPERT
EN APPRENANT A GERER LES COMPLICATIONS**

KITARO® KITS ENTRAÎNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE À LA CHIRURGIE DE LA CATARACTE



Les KITARO® Kits sont l'avenir de l'entraînement à la chirurgie de la cataracte.

Le Dr Akura, l'inventeur du KITARO et l'auteur de « **The Secrets to Phaco Mastery Revealed—The Scientific In's-and-Out's of Phaco Surgery** » recommande la lecture de ce livre pour une utilisation optimale des deux kits KITARO.

Ce livre présente les 10 enseignements clés que les chirurgiens novices doivent connaître pour maîtriser la technique de traitement chirurgical de la cataracte.

REFERENCES

K-5000	KITARO® DryLab & WetLab Kit	Boîte de 1
K-6000	KITARO® Complex Lab Kit	Boîte de 1

Pour plus d'informations, veuillez contacter FCI :

Tél. 01 53 98 98 98 / fci@fci.fr

Flashez notre QR code pour
voir les vidéos sur notre site

