



La société française FCI S.A.S. fabrique et commercialise une très large gamme de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie oculaire.

Depuis sa création en 1984, FCI développe en collaboration avec les ophtalmologistes des solutions innovantes.

Nous proposons aujourd'hui plus de 1000 références pour la chirurgie oculaire. FCI S.A.S. possède 2 sites de production. Nous maîtrisons et contrôlons le développement, la fabrication et le conditionnement de tous nos dispositifs médicaux.

La marque FCI est présente dans plus de 80 pays grâce à un réseau international de partenaires et une filiale américaine - FCI Ophthalmics - basée à Boston.

Depuis plus de 30 ans, FCI S.A.S. commercialise des instruments chirurgicaux.

Afin de vous offrir le meilleur, nous assurons la réparation de nos instruments.

Contactez-nous au 01.53.98.98.98 pour plus d'informations.




SOMMAIRE

Aiguilles	p.4	Marqueurs	p.32
Anse		Ostéotomes	p.33
Blépharostats	p.5	Pinces	p.35
Bloc pour trépanation	p.7	Capsulorhexis	p.35
Boîtes de stérilisation	p.8	Capsulaires	p.35
	μ.ο	Chalazion	p.37
Canules	p.12	Cils	p.38
Cataracte	p.12	Cornée	p.38
Double-courant	p.14	Disséquer	p.40
Lasik	p.15	Eviscération/énucléation	p.41
Voies lacrymales	p.15	Fixer	p.41
Ciseaux	p.16	Glaucome	p.41
Capsules	p.16	Hémostatique	p.42
Cornée	p.16	Implant	p.43
Enucléation	p.18	Monofilament	p.43
Explantation	p.19	Ptosis	p.44
lris	p.19	Rétine	p.45
Ophtalmologie	p.20	Strabisme	p.45
Ténotomie	p.22	Suture	p.45
		Tendre les fils	p.46
Compas	p.24	Divers	p.46
Couteaux	p.24	Plaques et releveurs à paupière	p.48
Crochets	p.25	Porte-aiguilles	p.48
Implantation	p.25		•
Paupières	p.26	Porte-lames	p.52
Phaco-émulsification	p.26	Réglettes	p.53
Strabisme	p.28	Spatules	p.53
Curettes	p.30	Voies lacrymales	p.54
Ecarteurs	p.31	Boîtes chirurgicales	p.56
Indentateurs DR	p.32	Index alphanumérique	p.65

Nettoyage et entretien des instruments chirurgicaux : notice disponible sur simple demande ou sur www.fci.fr

AIGUILLES / ANSE

AIGUILLES



ANSE

F495A


Chas de 6 x 1 mm / 15 cm

Tunnellisation et passage de la bandelette de suspension au frontal dans le ptosis



BLÉPHAROSTATS


BLÉPHAROSTATS








A1.1000	5 mm pour nourrisson	
A1.1010	10 mm pour enfant	
A1.1020	15 mm pour adulte	





Blépharostats de Kratz (Chirurgie Phaco)

	•	•		•
A1.1030	Oreilles ouvertes	- Extrémités oliv	vaire	
F304B	Inversé pour incis	ion temporale et	t appui nas	al



5

	_	_	
DI 4		d- C	ш
RIPN	harostats	ne i nrce	110

A1.1100	Enfant / Oreilles 8 mm
F305A	Adulte / Oreilles 12 mm

BLÉPHAROSTATS

BLÉPHAROSTATS



Blépharostat de Castroviejo à vis

A1.1400 15,5 cm



Blépharostat de Castroviejo à vis

F306C 2 x 2 griffes mousses



Blépharostat Colibri réglable à vis

F307E Oreilles ouvertes - Extrémités olivaire



Blépharostat Colibri réglable à vis

F307V Oreilles ouvertes en V

BLÉPHAROSTATS / BLOC POUR TRÉPANATION



Blépharostat de Corcelle à vis

F307C

Oreilles pleines



Blépharostat pour Lasik à vis

F307B

Oreilles ouvertes en U

BLOC POUR TRÉPANATION


Bloc pour trépanation

F970A

Téflon restérilisable




BOÎTES DE STÉRILISATION



A8.3000


170 x 108 x 20 mm Équipée d'un tapis silicone



Boîte de stérilisation - Moyenne

A8.3003 160 x 170 x 20 mm Équipée d'un tapis silicone

8



BOÎTES DE STÉRILISATION



Boîte inox adaptée au laveur automatique

F2359A 64 x 210 x 35 mm / Équipée d'un tapis silicone



Boîtes inox adaptées au laveur automatique

F2358A 127 x 210 x 35 mm / Équipée d'un tapis silicone **F2357A** 190 x 210 x 35 mm / Équipée d'un tapis silicone



Boîtes inox adaptées au laveur automatique

F2356A	253 x 210 x 35 mm / Équipée d'un tapis silicone
F2355A	316 x 210 x 35 mm / Équipée d'un tapis silicone

CANULES

CATARACTE

	Canules de Charleux		
A5.1000	13 mm / Ø 0.6 mm		
A5.1010	13 mm / Ø 0.5 mm		
A5.1015	13 mm / Ø 0.4 mm		
	Canule de Charleux		\
A5.1020	20 mm / Ø 0.6 mm		
A5.1020	2011111/ 0.0111111		
	Canule de Simcoe	(
A5.1050	Orifice Ø 0.3 mm		
	Canule de Binkhorst en J		
A5.1100	Droite / Ø extérieur 0.6 mm		
A3.1100	Broke, B exterieur 6.5 mm		
	Canule de Binkhorst en J		
A5.1110	Coudée à gauche / Ø extérieur 0.6 mm		3
	Canules d'irrigation		
A5.1341	Ø 1.0 mm	0	
A5.1342	Ø 0.6 mm		
		(1)	
	Canule de Guerin		
A5.1343	Nettoyage face postérieure de la capsule antérieure		
	Canule de Guerin		
A5.1344	Nettoyage face postérieure de la capsule antérieure à midi	U	3

	Canules de Chazalon	0	1
A5.1460	Aspiration à midi pour droitier		
A5.1465	Aspiration à midi pour gaucher		
	Canule pour hydrodissection		
A5.1600	Extrémité aplatie / Ø 0.4 mm		
		<u> </u>	
	Canule pour le healon		
A5.2000	Coudée à 10 mm / Ø 0.5 mm		
		_	
	Canules de Rycroft		
A5.2113	Ø 0.3 mm		
A5.2114	Ø 0.4 mm		
			V
	Canule de Barraquer	0	
A5.2200	Courbe à bout olivaire - Orifice Ø 0.4 mm		
	Canule de Simcoe gratteuse		
A5.4100	Orifice Ø 0.3 mm		
	6 1 1 6 1 1 11		
AF (200	Canule de Charleux gratteuse		
A5.4200	Orifice Ø 0.6 mm	A	
	Canule de Kratz gratteuse		
A5.4300	Orifice Ø 0.4 mm		
		y	

CANULES

DOUBLE COURANT



Canules THX double courant

A5.1222	Orifice d'aspiration Ø 0.2 mm
A5.1213	Orifice d'aspiration Ø 0.3 mm
Δ5 1234	Orifice d'aspiration (1) A mm





A5.1235

Canule THX Teyssier

Orifice d'aspiration Ø 0.6 mm





A5.1240

Canule THX modifiée Turut

Orifice d'aspiration Ø 0.6 mm





A5.1300

Canules double courant Simcoe

Inversée / Orifice d'aspiration Ø 0.3 mm A5.1350 Originale / Orifice d'aspiration Ø 0.3 mm





A5.1400

Canule double courant

«Club de golf» / Orifice d'aspiration Ø 0.3 mm Aspiration à midi



Tube silicone

A5.1450

1 mètre / Ø int. 1.4 mm Ø ext. 2.4 mm Adapté canules double-courant et protection instrument

LASIK

Canule pour Lasik A5.1470





VOIES LACRYMALES

Canu	ıle de	Galezowski	
 		1005	

F500B Droite / 13 mm / Ø 0.6 mm





Canule de Galezowski F501C

Droite / 18 mm / Ø 0.6 mm



Canule de Galezowski

F501A Courbe / 14 mm / Ø 0.6 mm



Canule d'Anel F504A Conique





CISEAUX

À CAPSULE





A3.5000

10.2 cm / Lames fines de 13 mm / Courbes / Bouts pointus





F1551C

Ciseaux pour capsulotomie de Laforge

Ciseaux à capsule de Cornic

11 cm / Lames très courbes / Bouts mousses

À CORNÉE





A3.4000

10.2 cm / Lames de 8 mm / Droites / Bouts mousses





A3.4010

10.2 cm / Lames de 8 mm / Courbes / Bouts mousses





Ciseaux de Vannas

Ciseaux de Vannas

Ciseaux de Vannas

F1520P

10.8 cm / Lames de 8 mm / Droits / Bouts pointus





Ciseaux de Vannas

F1521MP

10.8 cm / Lames de 7 mm / Courbes / Bouts pointus





A3.4020

Micro-ciseaux de Vannas

8.1 cm / Lames de 5 mm / Droites / Bouts mousses





A3.4030

8.1 cm / Lames de 5 mm / Courbes / Bouts mousses





Micro-ciseaux de Vannas

F1530P 8.5 cm / Lames de 6 mm / Droites / Bouts pointus

Micro-ciseaux de Vannas





Micro-ciseaux de Vannas

F1531P 8.5 cm / Lames de 6 mm / Courbes / Bouts pointus

CISEAUX

À CORNÉE



Ciseaux de Katzin

A3.3250

10.3 cm / Lames de 11.5 mm inversées à droite / Bouts mousses



Ciseaux de Katzin

A3.3260

10.3 cm / Lames de 11.5 mm inversées à gauche / Bouts mousses



Micro-ciseaux de Katzin

A3.3270

9.4 cm / Lames de 9.5 mm inversées à droite / Bouts mousses



Micro-ciseaux de Katzin

A3.3280

9.4 cm / Lames de 9.5 mm inversées à gauche / Bouts mousses

À ÉNUCLÉATION



A3.1300

12 cm / Lames courbes / Bouts mousses Peuvent être utilisés avec l'écarteur de Wells (page 31)

À EXPLANTATION



À IRIS



CISEAUX

D'OPHTALMOLOGIE



A3.1000

Ciseaux de Bonn

9 cm / Lames de 15 mm / Droites Bouts mousses



A3.1010

Ciseaux de Bonn

9 cm / Lames de 15 mm / Courbes Bouts mousses



A3.1020

Ciseaux de Bonn

9 cm / Lames de 15 mm / Droites Bouts pointus



A3.1030

Ciseaux de Bonn

9 cm / Lames de 15 mm / Courbes Bouts pointus





Ciseaux d'ophtalmologie

10.5 cm / Lames de 27 mm Droites / Bouts mousses



A3.1110

Ciseaux d'ophtalmologie

10.5 cm / Lames de 27 mm Courbes / Bouts mousses



Ciseaux d'ophtalmologie

A3.1120 10.5 cm / Lames de 28 mm Droites / Bouts pointus





Ciseaux d'ophtalmologie

A3.1130 10.5 cm / Lames de 28 mm Courbes / Bouts pointus

CISEAUX

À TÉNOTOMIE







A3.3000 11.5 cm / Lames de 11 mm Courbes / Bouts mousses





COMPAS / COUTEAUX

COMPAS

Compas de Castroviejo

F180A 20 mm gradué en mm






Compas de Sourdille

F180C 24 mm gradué en demi mm

COUTEAUX




F829A Lames 6 mm **F829B** Lames 5 mm


À IMPLANTATION




À PAUPIÈRES





À PHACO





À STRABISME





CURETTES



Curette à voie lacrymale de J.A. Bernard

F956C1

Ø1mm



Curettes à chalazion de Meyerhoefer

F956C

Ø 1.5 mm

F956C2

Ø 2.5 mm



Curette à chalazion

F956A

Petit modèle / 4 x 2 mm



Curette à chalazion

F956B

Grand modèle / 5.5 x 2.5 mm



Curette à évisceration

F956D

Ø8mm

ÉCARTEURS



A1.2210

Écarteur de Bonn



Écarteur de Wolkmann

A1.2300

Corps plat et courbe 4 griffes mousses - 14 mm



Écarteur de Knapp

A9.2100


Corps rond 4 griffes mousses - 6 mm



Écarteur de Wells

F195A

Peut être utilisé avec les ciseaux à énucléation (référence A3.1300 en page 19)



F196B

Griffes fines et mousses




INDENTATEURS DR / MARQUEURS


INDENTATEURS DR



MARQUEURS



OSTÉOTOMES



OSTÉOTOMES

OSTÉOTOMES



Rug	ino /	40 [והכ	o+
Rug	ווופ י	ue r	τυι	ובו

F959A	3.0 mm
F959B	5.0 mm



Ostéotome à double tranchant

F962A 4.0 mm



F980A Maillet à deux têtes

PINCES

À CAPSULORHEXIS





Pince d'Utrata

A6.1500

Droite / Bout mousse / Corps plat / Incision 2.2 mm





A6.1510

Pince d'Utrata

Courbe / Bout mousse / Corps plat / Incision 2.2 mm





A6.1540

Courbe / Bout mousse / Corps plat / Titane / Incision 2.2 mm





Pince d'Utrata

Pince d'Utrata

A6.1550 Courbe / Bout mousse / Corps rond / Titane / Incision 2.2 mm





Pince d'Utrata à mouvements croisés du D^r Zaluski

Courbe / Bout mousse / Corps rond / Titane-acier Micro-incision 1.8 mm Protection stérilisable incluse



F142U

PINCES

À CAPSULORHEXIS





Pince capsulorhexis de Corydon

F141B Courbe / Bout p


Courbe / Bout pointu / Corps plat / Incision 2.2 mm





A6.1530 Courbe / Bout pointu / Corps plat / Titane / Incision 2.2 mm





A6.1520 Courbe / Bout pointu / Corps rond / Titane / Incision 2.2 mm






Pince capsulorhexis de Corydon

Courbe / Bout pointu / Corps rond / Titane-acier Incision 2.2 mm

Protection stérilisable incluse







Courbe / Bout pointu / Corps rond / Titane-acier **F142MI** Micro-incision 1.8 mm

Protection stérilisable incluse







Pince capsulorhexis micro-incision

F142MIV

Courbe / Bout pointu / Corps rond / Titane-acier Micro-incision 1.8 mm / À préhension avancée de la capsule Protection stérilisable incluse







F142D

Courbe / Bout pointu / Corps rond / Titane-acier Micro-incision 1.8 mm Protection stérilisable incluse





Pinces capsulorhexis pour technique bi-manuelle

F143MI

Courbe / Bout pointu / Corps rond / Titane-acier Micro-incision 1.2 mm / 23 G / 0.6 mm Protection stérilisable incluse

F144MI

Courbe / Bout pointu / Corps rond / Titane-acier Micro-incision 0.9 mm / 25 G / 0.5 mm Protection stérilisable incluse



CAPSULAIRES





A6.1300

Coudée / Bout mousse / Corps rond / avec plateaux 11 mm





F145C

Coudée / Bout mousse / Corps rond / avec plateaux 11 mm *Protection stérilisable incluse*



PINCES

À CHALAZION



Pince à chalazion à vis de Desmarres

A6.2020 20 mm



Pince à chalazion à vis de Desmarres

A6.2026 26 mm



Pince à chalazion du D^r Sgard

F101B 26 mm

À CILS



Pince à cils de Barraquer

A6.3000 Corps plat

À CORNÉE





Pince de Bonn

A6.7100

Corps plat / 7 cm / Micro-plateaux 1 x 2 dents / 0.12 mm





Pince de Bonn

A6.7110

Corps plat / 10 cm / Micro-plateaux 1 x 2 dents / 0.12 mm





Pince de Bonn

A6.7140

Corps plat / 10 cm / Micro-plateaux 1 x 2 dents / 0.12 mm / Titane





Pince de Bonn

A6.7130

Corps rond / 11 cm / Micro-plateaux 1 x 2 dents / 0.12 mm / Titane





Pince de Bonn

F143A

Droite / Corps rond / Dents 0.1 mm / Mors 0.3 mm / Titane-acier Protection stérilisable incluse







Pince de colibri

A6.7200

À cornée / Micro-plateaux 1 x 2 dents 0.12 mm / Angulées à 90°

A6.5150

À fils / Courbe / Corps plat

PINCES

À DISSÉQUER



À EVISCÉRATION /ÉNUCLÉATION



À FIXER



À GLAUCOME



PINCES

HÉMOSTATIQUES



Pince de Halstead

A6.4000

Droite / 10 cm / Mors stiés





Pince de Halstead

A6.4010 Droite / 10 cm / 1 x 2 dents





Pince de Halstead

A6.4020

Courbe / 10 cm / Mors stiés



À IMPLANTS



Pince à saisir les implants souples

A6.9160

Corps plat / Coudée / Bouts mousses



Pince à implantation du D^r Fourcade

F146B

Corps plat / Coudée / Bouts mousses

À MONOFILAMENTS





Pince de Harms Tubingen

A6.5060

Courbe / Corps plat Sutures 7.0 à 9.0







Pince de Troutman

A6.5100

Droite / Corps plat Sutures 9.0 à 11.0

A6.5110

Courbe / Corps plat Sutures 9.0 à 11.0





A6.5130

Pince de Troutman

Courbe / Corps plat / Titane Sutures 9.0 à 11.0

PINCES

À MONOFILAMENTS






A6.5120

F144B

Courbe / Corps rond / Titane Sutures 9.0 à 11.0






Courbe / Titane-acier / Bout mousse / Corps rond

Sutures 9.0 à 11.0

Protection stérilisable incluse





A6.9000 Corps plat / Courbe Sutures 9.0 à 11.0





Pince de Berk pour ptosis

F101D À clips / Mors striés / Corps plat



Pince à ptosis à cliquet protégé du D^r Ruban

F101R 13 cm / Corps plat / À cliquet / Mors striés 15 x 2 mm

FCI-FRANCE CE




À STRABISME



À SUTURES

A6.8060



45 www.fci.fr

Corps plat / Dents de 0.26 mm

Mors 0.8 mm

PINCES

À TENDRE LES FILS

Pince puce	
Droite / Corps plat / 5.0 cm	A0-4100
Pince de De Wecker	
Droite / Corps plat / 7.5 cm	
Pinces de De Wecker	
Courbe / Corps plat / 5.0 cm	
Pinces de De Wecker	
Courbe / Corps plat / 7.5 cm	
	Pince de De Wecker Droite / Corps plat / 7.5 cm Pinces de De Wecker Courbe / Corps plat / 5.0 cm Pinces de De Wecker

DIVERS





Pince de Politzer sans dents

F1849A

À méchage nasal / Bout mousse / Corps plat / Mors striés




Pince de Leriche sans dents

F1850A

Récupération mandrin métallique dans intubation des VL

PLAQUES ET RELEVEURS À PAUPIÈRES

PLAQUES ET RELEVEURS À PAUPIÈRES



PORTE-AIGUILLES



Porte-aiguille de Castroviejo

A7.1000

Corps plat / 15 cm / Gros mors / Droits



Porte-aiguille de Castroviejo

A7.1010

Corps plat / 15 cm / Gros mors / Courbes



Porte-aiguille de Castroviejo

A7.1100

Corps plat / 15 cm / Mors fins / Droits



Porte-aiguille de Castroviejo

A7.1110

Corps plat / 15 cm / Mors fins / Courbes

PORTE-AIGUILLES



PORTE-AIGUILLES



Micro porte-aiguilles de Castoviejo

A7.2010 Corps plat / 12 cm / Mors fins / Courbes



Micro porte-aiguilles Barraquer **Troutman**

A7.3010 Corps rond / 10 cm / Mors très fins / Courbes



Porte-aiguilles Barraquer

A7.3100 Corps rond / 13 cm / Mors très fin / Droits



Porte-aiguilles Barraquer

A7.3110 Corps rond / 13 cm / Mors très fin / Courbes



Porte-aiguilles Barraquer à arrêt

Corps rond / 13 cm / Mors très fin / Courbes A7.3130

À arrêt

PORTE-AIGUILLES / PORTE-LAMES

PORTE-AIGUILLES



Micro porte-aiguilles de Cornic

A7.3200

Corps rond / 13 cm / Micro-mors / Courbes Becs dégagés



Micro porte-aiguilles de Cornic

A7.3210

Corps rond / 13 cm / Micro-mors / Courbes Becs dégagés / Titane

PORTE-LAMES



Manche bistouri

F200A

NI°⊐



Porte-lame de Troutman

F830A

Droit / 9 cm

RÉGLETTES / SPATULES

RÉGLETTES



Réglette

F957A 10 cm / Graduée en demi mm



Réglette / spatule de Pechereau

F182A Instrument associé au Myomètre de Roth-Rapp (référence F807C page 28)

SPATULES



VOIES LACRYMALES

VOIES LACRYMALES

Stylet dilatateur de Sichel Wilde

A8.4000 Fin

Stylet dilatateur de Sichel Wilde

A8.4010 Moyen

Stylet dilatateur de Sichel Wilde

A8.4020 Fort

Stylet dilatateur double

A8.4050 Extrémité fine / Extrémité en ogive

Sondes de Bowman double

F611A Extrémité olivaire 0 / 00


F612A Extrémité olivaire 1 / 2

VOIES LACRYMALES



Sonde à voie lacrymale

A8.4060 Ø 0.7 mm / Extrémité en ogive



	Sondes de Galezowski
A8.4110	Extrémité olivaire 000 / Ø 0.6 mm
A8.4120	Extrémité olivaire 00 / Ø 0.7 mm
A8.4130	Extrémité olivaire 0 / Ø 0.8 mm
A8.4140	Extrémité olivaire 1 / Ø 0.9 mm
A8.4150	Extrémité olivaire 2 / Ø 1.0 mm
A8.4160	Extrémité olivaire 3 / Ø 1.1 mm
A8.4170	Extrémité olivaire 4 / Ø 1.2 mm
A8.4180	Extrémité olivaire 5 / Ø 1.4 mm



Sonde spiralée de Worst Adulte

F614D Sens horaire et antihoraire

BOÎTE CHIRURGICALE À PAUPIÈRES



	Composition de la boîte
A3.1400	Ciseaux de Joseph - Droits / Pointus / 14.5 cm
A3.1210	Ciseaux de Sevrin Stevens - Courbe / Bouts mousse
A2.4210 x 2	Crochets de Gillis - Petits
F200A	Manche bistouri n°3
A6.3170	Pince d'Adson - Droite / Mors striés / Sans griffe
A6.4020 x 2	Pinces de Halstead - Courbes / Sans griffes / 11 cm
A6.8060	Pince de Jayle - 1 x 2 dents de 0.25 mm
A7.1010	Porte-aiguille de Castroviejo - Sans arrêt / Courbe
A7.1410	Porte-aiguille de Halsey - Mors en tungstène / 13 cm
A1.2014	Releveur de paupière de Desmarres - 14 mm
A8.3005	Boîte de stérilisation - Plastique
	A3.1210 A2.4210 x 2 F200A A6.3170 A6.4020 x 2 A6.8060 A7.1010 A7.1410 A1.2014

	Complément de gamme paupières	
A3.3100	Ciseaux de Castroviejo Courbes / Bout mousse	
A3.1410	Ciseaux de Ragnell Courbe / Bout mousse	3
A3.3000	Ciseaux de Wescott Courbe / Bout mousse	ro-mote a
F180C	Compas de Sourdille 24 mm gradué en 0.5 mm	
A2.4200	Crochet de Gillies Grand	
A2.4220	Double crochet de Ferron	
A1.2210	Ecarteur de Bonn	
A1.2300	Ecarteur de Wolkmann 4 griffes mousses	RESCRIBER AND SHOOT
A6.7110	Pince de Bonn Micro-plateaux 1 x 2 dents / 0.12 mm	A6-7110
F101R	Pince à ptosis du D ^r Ruban	
A1.2100	Plaque à paupière	96-170/scr of M-1100
F955B	Plaque de Trabut	
A7.1200	Porte-aiguille Gros manche	
F957A	Réglette graduée 10 cm	
A8.4050	Stylet dilatateur double Extrémité fine / Extrémité en ogive	

BOÎTE CHIRURGICALE RÉTINE



		Composition de la boîte
0	A1.1400	Blépharostat de Castroviejo
2	A3.3100	Ciseaux de Castroviejo - Mousse
8	F180A	Compas de Castroviejo - 20 mm gradué en 1 mm
4	A3.1210	Ciseaux de Sevrins Stevens - Courbes / Bout mousse
6	A2.4060	Crochet de Gass Rouchy - Extrémité 12 mm perforé
6	A1.2210	Écarteur de Bonn - 10 cm
7	F211A	Marqueur scléral
8	A6.7110	Pince de Bonn - Micro-plateaux 1 x 2 dents / 0.12 mm
9	A6.4000	Pince de Halstead - Droite / 10 cm / Mors stiés
10	A6.8000	Pince de Paufique - Dents de 0.5 mm
0	A6.4100 x 4	Pinces puces - Droite / 5.0 cm
12	A7.1110	Porte-aiguilles de Castroviejo - Courbe / Mors fins
B	A8.3005	Boîte de stérilisation - Plastique

	Complément de gamme rétine	
F307E	Blépharostat Colibri réglable	
F306C	Blépharostat Castroviejo réglable	
A3.1130	Ciseaux d'ophtalmologie Courbes / Bouts pointus / Lames de 28 mm	8
A2.4070	Crochet à DR	=
F215A	Palpateur Indentateur rétine	
F214A	Dépresseur scléral	
A3.4030	Micro-ciseaux de Vannas Courbes / Bouts mousses / Lames de 5 mm	
A6.8012	Pinces à sutures de Castroviejo Dents de 0.12 mm	
A6.8030	Pinces à sutures de Castroviejo Dents de 0.3 mm	
A6.8050	Pinces à sutures de Castroviejo Dents de 0.5 mm	
S5.3100	Pince de Watzke Pour manchons de fixation (indentations)	Total Control of the
A7.3130	Porte-aiguille de Barraquer Courbe / 13 cm	

BOÎTE CHIRURGICALES

ENUCLÉATION / ÉVISCÉRATION

	Composition de la boîte
F307E	Blépharostat Colibri réglable
F956D	Curette à évisceration - Ø 8 mm
A2.4010	Crochet à strabisme de Graefe - Extrémité 12 mm
A2.4060	Crochet de Gass Rouchy - Extrémité 12 mm perforé
A3.1010	Ciseaux de Bonn - Courbes / Bouts mousses
A3.1020	Ciseaux de Bonn - Droits / Bouts pointus
A3.3100	Ciseaux de Castroviejo - Courbes / Bouts mousses
A3.1300	Ciseaux à énucléation - Courbes / Bouts mousses
A6.5060	Pince de Harms Tubingen - Courbe / Sutures 7.0 à 9.0
A6.8000	Pince de Paufique - Dents de 0.5 mm
S6.3050	Pince à sucre - Pour implantation de billes intraorbitaires
A6.4100 x4	Pince puce - Droite / 5.0 cm
A7.1110	Porte-aiguille de Castroviejo - Courbe / Mors fins
A8.3010	Boîte de stérilisation - Deux étages



CHALAZION

	Composition de la boîte
A1.2100	Plaque à paupières de Jaeger
F200A	Manche bistouri
F956C2	Curette à chalazion de Meyerhoefer - Ø 2.5 mm
A3.1030	Ciseaux de Bonn - Courbes / Bouts pointus
A6.2026	Pince à chalazion à vis de Desmarres - 26 mm
A6.8050	Pince à sutures de Castroviejo - Dents de 0.5 mm
A7.1110	Porte-aiguille de Castroviejo - Courbe / Mors fins
A8.3005	Boîte de stérilisation - Grande



PTÉRYGION

	Composition de la boîte
F307C	Blépharostat Corcelle réglable
F829B	Couteau cliveur de Paufique - Lame 5 mm
F829A	Couteau cliveur de Paufique - Lame 6 mm
F200A	Manche bistouri
A3.1030	Ciseaux de Bonn - Courbes / Bouts pointus
A3.3000	Ciseaux de Westcott - Courbes / Bouts mousses
A6.6210	Pince à fixer de Green - Corps plat / Extrémité 10 mm
A6.8000	Pince de Paufique - Corps plat / Dents de 0.5 mm
A6.8030	Pince à sutures de Castroviejo - Dents de 0.3 mm
A7.1110	Porte-aiguille de Castroviejo - Courbe / Mors fins
A8.3005	Boîte de stérilisation - Grande



VOIES LACRYMALES

	Composition de la boîte
F500B	Canule de Galezowski - Droite / 13 mm
F501C	Canule de Galezowski - Droite / 18 mm
A8.4000	Stylet dilatateur de Sichel Wilder - Fin
A8.4010	Stylet dilatateur de Sichel Wilder - Moyen
A8.4050	Stylet dilatateur double
A8.4120	Sonde de Galezowski 00
A8.4130	Sonde de Galezowski O
A8.4140	Sonde de Galezowski 1
A8.4150	Sonde de Galezowski 2
A8.3003	Boîte de stérilisation - Moyenne



BOÎTE CHIRURGICALES

CATARACTE PHACO ET MICRO-INCISIONS

	Composition de la boîte
A1.1030	Blépharostat de Kratz
A2.4510	Manipulateur d'Arneodo - Extrémité 12.5 mm / Ø 0.4 mm
A2.4700	Crochet de Lester - Courbe / Extrémité olivaire
A3.1010	Ciseaux de Bonn - Courbes / Bouts mousses
A5.1341	Canule d'irrigation - Ø 1.0 mm
A5.1460	Canule de Chazalon - Pour droitier
A6.5110	Pince de Troutman - Courbe / Sutures 9.0 à 11.0
A6.7110	Pince de Bonn - Micro-plateaux 1x2 dents / 0.12 mm
A7.3010	Micro porte-aiguille Barraquer Troutman - Courbe Mors très fins
F142MI	Pince capsulorhexis du D^r Dimeglio - Courbe Mors très fins
A8.3005	Boîte de stérilisation - Grande



COMPLÉMENT CATARACTE - COMPLICATIONS

	Composition de la boîte
F835A	Anse Snellen
A6.1300	Pince de Kelman McPherson - Coudée / avec plateaux 13 mm
F1521MP	Micro-ciseaux de Vannas - Courbes / Bouts pointus
F1520I	Micro-ciseaux coupe implants du D ^r Jadé
F710B	Spatule de Barraquer - Très fine / Longueur de 12 mm



À ENLEVER LES FILS

	Composition de la boîte
A1.1020	Blépharostat de Barraquer Colibri
A5.2114	Canule de Rycroft
A6.5110	Pince de Troutman - Courbe / Sutures 9.0 à 11.0
F1521MP	Micro-ciseaux de Vannas - Courbes / Bouts pointus
A8.3003	Boîte de stérilisation - Moyenne



À EXTRACTION DES CORPS ÉTRANGERS

Composition de la boîte		
A1.1020	Blépharostat de Barraquer Colibri	
F956C	Curette à chalazion de Meyerhoefer - Ø 1.5 mm	
F826A	Aiguille à corps étranger fine	
F826B	Aiguille à corps étranger forte	
A6.5060	Pince de Harms Tubingen - Courbe / Sutures 7.0 à 9.0	
A8.3003	Boîte de stérilisation - Moyenne	



À GLAUCOME

	Composition de la boîte
F307E	Blépharostat Colibri réglable
A5.2113	Canule de Rycroft - Ø 0.3 mm
A3.1210	Ciseaux de Sevrin Stevens - Courbes / Bouts mousses
A3.4030	Micro-ciseaux de Vannas - Courbes / Bouts mousses
F1521MP	Ciseaux de Vannas - Courbes / Bouts pointus
F829A	Couteau cliveur de Paufique - Lames 6 mm
F710B	Spatule de Barraquer - Très fine / Longueur de 12 mm
A2.4400	Crochet de Sinskey - Droit / Extrémité 12 mm
A6.7110	Pince de Bonn - Micro-plateaux 1 x 2 dents / 0.12 mm
A6.5110	Pince de Troutman - Courbe / Sutures 9.0 à 11.0
F127B	Pince de Mermoud - Droite / Bout mousse
A6.4100	Pince puce - Droite / Corps plat / 5.0 cm
A7.3110	Porte-aiguille Barraquer - Courbe / Mors très fin
A8.3010	Boîte de stérilisation - 2 étages



BOÎTE CHIRURGICALES

À STRABISME

	Composition de la boîte
A1.1400	Blépharostat de Castroviejo à vis
A1.2012	Releveur à paupieres de Desmarres
A2.4010	Crochet à strabisme de Graefe - Extrémité 12 mm
A1.2210	Écarteur de Bonn
F180A	Compas de Castroviejo
A3.1210	Ciseaux de Sevrin Stevens - Courbes / Bouts mousses
A3.3000	Ciseaux de Westcott - Courbes / Bouts mousses
F500B	Canule de Galezowski
A6.4100 x2	Pince puce - Droite / Corps plat / 5.0 cm
A6.8000	Pince de Paufique - Corps plat / Dents de 0.5 mm
A7.3110	Porte-aiguille Barraquer - Courbe / Mors très fin
F103C	Pince à Strabisme de Blascovics - À vis / Mors striés
F182A	Réglette / spatule de Pechereau
F807C	Myomètre de Roth-Rapp
F808A	Crochet de Hugonnier - Pour muscles obliques
A8.3010	Boîte de stérilisation - 2 étages



INDEX ALPHANUMÉRIQUE

INDEX ALPHANUMÉRIQUE

A1.1000	Blépharostat de Barraquer Colibri	5
A1.1010	Blépharostat de Barraquer Colibri	5
A1.1020	Blépharostat de Barraquer Colibri	5
A1.1030	Blépharostat de Kratz (Chirurgie Phaco)	5
A1.1100	Blépharostat de Corcelle	5
A1.1400	Blépharostat de Castroviejo à vis	6
A1.2010	Releveur à paupieres de Desmarres	48
A1.2012	Releveur à paupieres de Desmarres	48
A1.2014	Releveur à paupieres de Desmarres	48
A1.2100	Plaque à paupières de Jaeger	48
A1.2210	Ecarteur de Bonn	31
A1.2300	Ecarteur de Wolkmann	31
A2.4010	Crochet à strabisme de Graefe	28
A2.4060	Crochet de Gass Rouchy	28
A2.4070	Crochet à DR	29
A2.4110	Crochet d'Arruga main droite	29
A2.4120	Crochet d'Arruga main gauche	29
A2.4200	Crochet de Gillis	26
A2.4210	Crochet de Gillis	26
A2.4210 A2.4220	Double crochet de Ferron	26
A2.4220 A2.4300	Micro-crochet à iris de Bonn	25
A2.4300 A2.4320	Crochet à iris bouton de col	25
A2.4400		
	Crochet de Sinskey	25
A2.4410	Crochet de Sinskey modifié Cornic	25
A2.4500	Crochet de Jaffe Bechert	27
A2.4510	Manipulateur d'Arneodo	26
A2.4511	Manipulateur d'Arneodo Vachet	26
A2.4520	Manipulateur de Lebuisson	27
A2.4550	Phaco-Chopper	27
A2.4700	Crochet de Lester	25
A3.1000	Ciseaux de Bonn	20
A3.1010	Ciseaux de Bonn	20
A3.1020	Ciseaux de Bonn	20
A3.1030	Ciseaux de Bonn	20
A3.1100	Ciseaux d'ophtalmologie	21
A3.1110	Ciseaux d'ophtalmologie	21
A3.1120	Ciseaux d'ophtalmologie	21
A3.1130	Ciseaux d'ophtalmologie	21
A3.1200	Ciseaux de Sevrin Stevens	22
A3.1210	Ciseaux de Sevrin Stevens	22
A3.1220	Ciseaux de Sevrin Stevens	22
A3.1230	Ciseaux de Sevrin Stevens	22
A3.1300	Ciseaux à énucléation	18
A3.2000	Ciseaux à iridectomie de Wecker	19
A3.2010	Ciseaux à iridectomie de Barraquer	19
A3.3000	Ciseaux de Westcott	23
A3.3100	Ciseaux de Castroviejo	23
A3.3110	Ciseaux de Castroviejo	23
A3.3250	Ciseaux de Katzin à lames inversée	18
A3.3260	Ciseaux de Katzin à lames inversée	18
A3.3270	Ciseaux de Katzin à lames inversée	18
A3.3280	Ciseaux de Katzin à lames inversée	18
A3.4000	Ciseaux de Vannas	16
A3.4010	Ciseaux de Vannas	16
A3.4020	Micro-ciseaux de Vannas	16
A3.4030	Micro-ciseaux de Vannas	17
A3.5000	Ciseaux à capsule de Cornic	16
A5.1000	Canule de Charleux	12
A5.1010	Canule de Charleux	12
A5.1015	Canule de Charleux	12
A5.1013	Canule de Charleux	12
A5.1020 A5.1050	Canule de Simcoe	12
A5.1100	Canule de Binkhorst en crochet	12
A5.1110	Canule de Binkhorst coudée à gauche	12
A5.1110	Canule THX double courant	14
AJ. 1213	Canale TTIA GOUDLE COULAIT	14

AD.IZZZ	Canule THA GOUDLE COULAIL	14
A5.1234	Canule THX double courant	14
A5.1235	Canule THX Teyssier	14
A5.1240	Canule THX modifiée Turut	14
A5.1300	Canule double courant Simcoe inversée	14
A5.1341	Canule d'irrigation	12
A5.1341 A5.1342	Canule d'irrigation	12
		12
A5.1343	Canule de Guerin	
A5.1344	Canule de Guerin	13
A5.1350	Canule double courant Simcoe originale	14
A5.1400	Canule double courant «Club de golf»	14
A5.1450	Tube silicone	15
A5.1460	Canule de Chazalon	13
A5.1465	Canule de Chazalon pour gaucher	13
A5.1470	Canule pour Lasik	15
A5.1600	Canule pour hydrodissection	13
A5.2000	Canule pour le healon	13
A5.2113	Canule de Rycroft	13
A5.2114	Canule de Rycroft	13
A5.2200	Canule de Barraquer	13
A5.4100	Canule de Simcoe gratteuse	13
A5.4200	Canule de Charleux gratteuse	13
A5.4300	Canule de Kratz gratteuse	13
A6.1300	Pince de Kelman Mc Pherson	35
A6.1500	Pince d'Utrata	35
A6.1510	Pince d'Utrata	35
A6.1520	Pince de Corydon	35
A6.1530	Pince de Corydon	36
A6.1540	Pince d'Utrata	36
A6.1550	Pince d'Utrata	36
A6.2020	Pince à chalazion à vis de Desmarres	37
A6.2026	Pince à chalazion à vis de Desmarres	38
A6.3000	Pince à cils Barraguer	38
A6.3100	Pince à disséquer	40
A6.3120	Pince à disséquer	40
A6.3150	Pince d'Adson Brown	40
A6.3160	Pince d'Adson	40
A6.3170	Pince d'Adson	40
A6.4000	Pince de Halstead	42
A6.4010	Pince de Halstead	42
A6.4020	Pince de Halstead	42
A6.4100	Pince puce	46
<u>A6.4200</u> A6.5060	Pince à champs Pince de Harms Tubingen	46 43
A6.5100	Pince de Harms Tubingen Pince de Troutman	
		43 43
A6.5110 A6.5120	Pince de Troutman	43
	Pince de Troutman	
A6.5130	Pince de Troutman	44
A6.5150	Pince Colibri	39
A6.6000	Pince d'Elschnig à droit supérieur	41
A6.6010	Pince d'Elschnig à droit supérieur	41
A6.6210	Pince à fixer de Green	41
A6.7100	Pince de Bonn	38
A6.7110	Pince de Bonn	39
A6.7130	Pince de Bonn	39
A6.7140	Pince de Bonn	39
A6.7200	Pince de Barraquer Colibri	39
A6.8000	Pince de Paufique	45
A6.8012	Pince à sutures de Castroviejo	45
A6.8030	Pince à sutures de Castroviejo	45
A6.8050	Pince à sutures de Castroviejo	45
A6.8060	Pince de Jayle	46
A6.9000	Pince de Cornic	44
A6.9160	Pince à saisir les implants souples	43
A7.1000	Porte-aiguilles de Castroviejo	48
	The state of the s	

INDEX ALPHANUMÉRIQUE

INDEX ALPHANUMÉRIQUE

A7.1010	Porte-aiguilles de Castroviejo	49
A7.1100	Porte-aiguilles de Castroviejo	49
A7.1110	Porte-aiguilles de Castroviejo	49
A7.1120	Porte-aiguilles de Castroviejo	49
A7.1130	Porte-aiguilles de Castroviejo	50
A7.1200	Porte-aiguilles gros manche	50
A7.1410	Porte-aiguiles de Halsey	50
A7.2010	Micro porte-aiguilles de Castoviejo	51
A7.3010	Micro porte-aiguilles Barraquer Troutman	51
A7.3100	Porte-aiguilles Barraquer	51
A7.3110	Porte-aiguilles Barraquer	51
A7.3130	Porte-aiguilles Barraquer à arrêt	51
A7.3200	Micro porte-aiguilles de Cornic	52
A7.3210	Micro porte-aiguilles de Cornic	52
A8.3000	Boîte de stérilisation - petite	8
A8.3003	Boîte de stérilisation - moyenne	8
A8.3005	Boîte de stérilisation - grande	9
A8.3010	Boîte de stérilisation - Deux étages	9
A8.4000	Stylet dilatateur de Sichel Wilder	54
A8.4010	Stylet dilatateur de Sichel Wilder	54
A8.4020	Stylet dilatateur de Sichel Wilder	54
A8.4050	Stylet dilatateur double	54
A8.4060	Sonde à voie lacrymale	54
A8.4110	Sonde de Galezowski 000	54
A8.4120	Sonde de Galezowski 00 Sonde de Galezowski 0	55
A8.4130 A8.4140	Sonde de Galezowski 1	<u>55</u> 55
A8.4150	Sonde de Galezowski 2	 55
A8.4160	Sonde de Galezowski 3	55
A8.4170	Sonde de Galezowski 4	55
A8.4180	Sonde de Galezowski 5	55
A9.2100	Ecarteur de Knapp	31
F101B	Pince à chalazion du D ^r Sgard autobloquante	38
F101D	Pince de Berk pour ptosis	44
F101R	Pince à ptosis à cliquet protégé	44
F103C	Pince à Strabisme de Blascovics	45
F115B	Pince de De Wecker	46
F116A	Pince de De Wecker	46
F116B	Pince de De Wecker	46
F127B	Pince à glaucome de Mermoud	41
F141B	Pince capsulorhexis de Corydon	36
F142D	Pince à mouvements croisés de Zaluski	37
F142M	Pince capsulorhexis de Corydon	36
F142MI	Pince capsulorhexis du D ^r Dimeglio	36
F142MIV	Pince capsulorhexis micro-incision	37
F142U	Pince Utrata à mouvements croisés du D ^r Zaluski	37
F143A	Pince de Bonn	39
F143MI	Pince capsulorhexis	37
F144B	Pince à monofilament de Troutman	44
F144MI F145C	Pince capsulorhexis	37
	Pince de Mc Pherson Pince à implantation du D ^r Fourcade	35
F146B F1520I		43 19
F1520P	Micro-ciseaux coupe implants du D ^r Jadé Micro-ciseaux de Vannas	17
F1521MP	Micro-ciseaux de Vannas	17
F1521WIF	Micro-ciseaux de Vannas	17
F1531P	Micro-ciseaux de Vannas	17
F1551C	Ciseaux pour capsulotomie de Laforge	16
F180A	Compas de Castroviejo	24
F180C	Compas de Sourdille	24
F182A	Réglette / spatule de Pechereau	53
F1849A	Pince de Politzer sans dents	47
F1850A	Pince de Leriche sans dents	47
F195A	Ecarteur de Wells	31
F196B	Ecarteur de Muller Arruga	31
	-	

rzuua	Marici e distouri	52
F211A	Marqueur pour le DR	32
F212A	Anneau de Mendez	32
F213A	Marqueur d'axe	32
F214A	Dépresseur scléral - Indentateur rétine	32
F215A	Palpateur - Indentateur rétine	32
F2355A	Boîte inox pour laveur automatique	11
F2356A	Boîte inox pour laveur automatique	11
F2357A		10
	Boîte inox pour laveur automatique	
F2358A	Boîte inox pour laveur automatique	10
F2359A	Boîte inox pour laveur automatique	10
F304B	Blépharostat de Kratz (chirurgie temporale)	5
F306C	Blépharostat de Castroviejo	6
F307B	Blépharostat pour Lasik	7
F307C	Blépharostat de Corcelle à vis	7
F307E	Blépharostat Colibri réglable	6
F307V	Blépharostat colibri réglable	6
F495A	Aiguille de Wright	4
F500B	Canule de Galezowski	15
F501A	Canule de Galezowski	15
F501C	Canule de Galezowski	15
F504A	Canule d'Anel	15
F611A	Sonde de Bowman double	54
F612A	Sonde de Bowman double	54
F614D	Sonde spiralée de Worst	54
F700A	Spatule à iris de Culler	53
F700A F709B		27
	Micro-manipulateur Drysdale	
F710B	Spatule de Barraquer	53
F807A	Crochet de Green Malbran	29
F807B	Crochet de Green-Malbran	29
F807C	Myomètre de Roth-Rapp	28
F808A	Crochet de Hugonnier	28
F810A	Crochet à strabisme	28
F811A	Crochet à strabisme	29
F826A	Aiguille de Dupuytren	4
F826B	Aiguille de Dupuytren	4
F829A	Couteau cliveur de Paufique	24
F829B	Couteau cliveur de Paufique	24
F830A	Porte-lame de Troutman	52
F831B	Chopper de Haefliger	27
F831C	Chopper de Haefliger	27
F835A	Anse de Snellen	4
F901B	Micro-manipulateur double d'Arnéodo	26
F903A	Micro-manipulateur de Buratto	25
F904B		27
F905B	Micro-manipulateur de Clayman Micro-manipulateur de Pisacano	27
F954A		33
	Rugine de Valude	
F954B	Rugine de Dupuy Dutemps	33
F956A	Curette à chalazion	30
F956B	Curette à chalazion	30
F956C	Curette à chalazion de Meyerhoefer	30
F956C1	Curette à voie lacrymale de J.A. Bernard	30
F956C2	Curette à chalazion de Meyerhoefer	30
F956D	Curette à évisceration	30
F957A	Réglette	53
F958A	Rongeur à DCR de Kerrison	33
F958D	Emporte pièce de Citelli	33
F959A	Rugine de Rollet	34
F959B	Rugine de Rollet	34
F962A	Ostéotome à double tranchant	34
F970A	Bloc téflon stérilisable	7
F980A	Maillet à deux têtes	34
55.3100	Pince de Watzke	45
56.3050	Pince «à sucre» pour implantation de bille	41
	i ince la sacre pour implantation de bitte	-71

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

GÉNÉRALITÉS

Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs sont donnés à titre indicatif.

La Société se réserve le droit d'apporter toutes modifications de présentation de forme, de dimension, de conception ou matières à ses produits dont les gravures et les descriptions figurent sur les imprimés de publicité. La Société n'est liée par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou employés que sous réserve de confirmation écrite par elle-même des dits engagements.

Les propositions faites par la Société sont remises à titre indicatif, aucune réception de fonds préalable à la vente ne peut constituer engagement. L'acceptation des offres implique l'adhésion aux présentes conditions, sauf cas de stipulations contraires précises incluses dans les textes des acceptations de commande.

Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité et les poids des produits livrés ou leur non-conformité avec le bordereau d'expédition doivent être formulées par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours de l'arrivée de la marchandise sans préjudice des dispositions à prendre à l'égard du transporteur.

Les fournitures additionnelles à la commande feront l'objet d'un nouveau contrat de vente mentionnant les prix, conditions, délais, etc. qui les concernent.

LIVRAISON -TRANSPORT - PRIX

La livraison est effectuée soit par la remise directe des marchandises au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasin de la Société à un expéditeur ou un transporteur.

Les marchandises de la Société voyagent aux risques et périls du client, même en cas de retour ou d'un envoi franco de port ou contre remboursement.

La Société ne peut être tenue responsable des dommages survenus au cours du transport.

En conséquence, il appartient au client de procéder à la vérification quantitative et qualitative des produits à leur réception. Les réserves précisant le type de dommage et son importance doivent être faites sur le récépissé du transporteur et confirmées à celui-ci (par lettre recommandée avec avis de réception) dans les trois jours francs suivant la réception (article 105 du Code de Commerce). Ces précautions permettent au transporteur seul responsable d'entreprendre une action auprès de son assurance.

Les conditionnements ne sont jamais fractionnés et sont facturés en boîtage standard.

Pour toute commande inférieure à 220 Euros hors taxes (deux cent vingt euros), une participation forfaitaire aux frais de port, d'un montant de 6€, sera à la charge de l'acheteur.

Les commandes égales ou supérieures à 220 Euros hors taxes (deux cent vingt euros) sont expédiées franco de port.

Les commandes sont facturées selon le tarif en vigueur à la date de commande.

DELAI DE LIVRAISON

Si la livraison est retardée sur la demande de l'acheteur ou pour une cause quelconque indépendante de la volonté de la Société, et si la Société y consent, les produits sont emmagasinés, s'il y a lieu, aux frais et risques de l'acheteur, la Société déclinant toute responsabilité consécutive à ce retard.

Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent pas novation.

Les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible, mais ces délais étant donnés à titre indicatif, les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande ni l'octroi d'une indemnité.

La Société est dégagée, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison :

- 1. Dans le cas où les conditions de paiement n'auraient pas été observées par l'acheteur,
- 2. Dans le cas où les renseignements à fournir, par l'acheteur, ne seraient pas parvenus en temps voulu,
- 3. En cas de force majeure ou d'événements tels que black out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outillages, rebuts de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le fabricant ou ses fournisseurs.

La Société, dans toute la mesure de ses moyens, tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas ou événements ci-dessus énumérés.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La marchandise reste la propriété de la Société jusqu'au paiement complet, lors de la remise des traites ou des chèques jusqu'à leur encaissement. Des dispositions spéciales comme par exemple la mise en gage, transmission d'assurance ou autres ne sont uniquement autorisées qu'après l'accord écrit de la Société.

En cas de vente de la marchandise, le nouvel acquéreur est redevable à la Société jusqu'à l'exécution du paiement et jusqu'à concurrence du montant dû.

PAIEMENT

Les factures sont payables à la date d'échéance prévue sur chacune d'elles en conformité avec le délai règlement accordé par FCI SAS. Conformément à l'article L 441-6 du code de commerce en cas de retard de règlement des pénalités seront appliquées. Le taux des pénalités est égal à trois fois le taux d'intérêt légal soit au 01 janvier 2013 un taux de 2.13 %. Il sera également appliqué une indemnité forfaitaire pour frais recouvrement d'un montant de 40 € par facture.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE

La vente sera résiliée de plein droit si bon semble à la Société, en cas de non-paiement dans le délai fixé soit de la totalité, soit d'une partie ou du solde du prix à l'une des échéances convenues.

Dès réception d'une lettre recommandée de la Société se prévalant de ladite clause, l'acheteur devra immédiatement leur remettre les marchandises se trouvant encore en sa possession.

Si la Société est amenée à faire jouer cette clause résolutoire et donc à reprendre les marchandises vendues, les acomptes perçus lui resteront définitivement acquis comme indemnité forfaitaire à titre de clause pénale sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

CONTESTATIONS

En cas de contestation à quelque titre que ce soit, le client accepte d'avance la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS. L'acceptation de traite ou de tout autre document n'apporte ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

S'il n'y a pas identité absolue entre les conditions générales exposées ci-dessus et les conditions particulières de la Société, il est expressément stipulé que les clauses particulières de la Société ont primauté sur celles des conditions générales qui ne sont pas conformes.



FCI S.A.S.

20/22 Rue Louis Armand - 75015 Paris - France

Tél : 01 53 98 98 98 Fax : 01 53 98 98 99

fci@fci.fr / www.fci.fr