



TRAITEMENT DE
LA LAGOPHTALMIE

OCULID®
GAMME DE PROTHÈSES PALPÉBRALES

KIT DE GABARITS

Kit d'essai, il permet de déterminer le poids et la teinte les mieux adaptés.

Composition du kit :

- 7 prothèses d'essai à usage externe non stériles de 0,6 à 1,8 g
- Un nuancier de 5 couleurs
- 100 bandes adhésives de fixation hypoallergéniques (10 feuilles de 10 bandes)

Référence de commande : S3.7000



PROTHESES PALPEBRALES EXTERNES

- Indication : Traitement externe de la lagophtalmie due à une paralysie faciale temporaire ou définitive
- Poids des prothèses : de 0,6 g à 1,8 g
- 5 teintes disponibles
- Matériau : Tantale - non implantable
- Livrées avec 100 bandes adhésives de fixation hypoallergéniques (10 feuilles de 10 bandes)
- Non stérile



Références de commande

Poids	Nouveau CLAIR	ROSE	MAT	BRUN	BRUN FONCE
0,6g	S3.6006 0 *	S3.6006 1	S3.6006 2	S3.6006 3	S3.6006 4
0,8g	S3.6008 0 *	S3.6008 1	S3.6008 2	S3.6008 3	S3.6008 4
1,0g	S3.6010 0 *	S3.6010 1	S3.6010 2	S3.6010 3	S3.6010 4
1,2g	S3.6012 0 *	S3.6012 1	S3.6012 2	S3.6012 3	S3.6012 4
1,4g	S3.6014 0 *	S3.6014 1	S3.6014 2	S3.6014 3	S3.6014 4
1,6g	S3.6016 0 *	S3.6016 1	S3.6016 2	S3.6016 3	S3.6016 4
1,8g	S3.6018 0 *	S3.6018 1	S3.6018 2	S3.6018 3	S3.6018 4


OCULID®

GAMME DE PROTHÈSES PALPÉBRALES

PROTHÈSES INTRA-PALPEBRALES

- Indication : Traitement de la lagophtalmie
- Implant en or ou en platine
- Épaisseur : 0,6 mm ou 1 mm
- Poids des prothèses : de 0,6 g à 2,8 g
- Stérile

5 nouvelles
tailles *



Références de commande



OCULID GOLD® 1 mm			OCULID GOLD SLIM® 0,6 mm		OCULID PLATINIUM SLIM® 0,6 mm	
Poids	Ref	Longueur x Largeur (mm)	Ref	Longueur x Largeur (mm)	Ref	Longueur x Largeur (mm)
0,6g	S3.3006	7,4 x 5,0	S3.4006	9,0 x 6,0	S3.6006	9,0 x 5,7
0,8g	S3.3008	9,9 x 5,0	S3.4008	11,7 x 6,0	S3.6008	11,2 x 5,7
1,0g	S3.3010	12,0 x 5,0	S3.4010	14,5 x 6,0	S3.6010	13,5 x 5,7
1,2g	S3.3012	13,8 x 5,0	S3.4012	16,4 x 6,0	S3.6012	15,6 x 5,7
1,4g	S3.3014	15,5 x 5,0	S3.4014	17,0 x 6,5	S3.6014	15,8 x 6,5
1,6g	S3.3016	17,3 x 5,0	S3.4016	18,7 x 6,5	S3.6016	17,6 x 6,5
1,8g	S3.3018	18,8 x 5,0			S3.6018	19,0 x 6,5
2,0g *	S3.3020 *	20,0 x 5,0				
2,2g *	S3.3022 *	20,5 x 5,2				
2,4g *	S3.3024 *	21,1 x 5,4				
2,6g *	S3.3026 *	21,7 x 5,6				
2,8g *	S3.3028 *	22,0 x 5,9				

* Les prothèses palpébrales de 2,0g à 2,8g sont fabriquées à la commande.
Pour connaître les délais, merci de nous consulter.

Pour toute demande d'information

Tél : 01 53 98 98 98
fci@fci.fr / www.fci.fr



Les prothèses palpébrales en or et en platine (classe IIb, organisme notifié GMED CE N° 0459), les prothèses externes et le kit (classe I) sont fabriqués par FCI.