



FGI® Présente

Implant ClearPath® 250

Indication : Glaucome réfractaire

Implant à glaucome
pour le drainage de
l'humeur aqueuse



NEW WORLD
MEDICAL

Implant ClearPath® 250




Silicone souple permettant à l'implant d'épouser la forme du globe oculaire

Fil de 10 cm en prolène 4-0 préchargé dans le tube

Œillets de fixation antérieurs

L'implant ClearPath® est fourni avec une aiguille 23Ga afin de permettre l'insertion du tube en chambre antérieure



L'implant à glaucome ClearPath® 250 est un dispositif qui de part sa taille permet une implantation **entre** les muscles.

Type d'implant	Non valvé
Surface du plateau	250 mm ²
Longueur du plateau	16.7 mm
Largeur du plateau	18.5 mm
Épaisseur du plateau	0.81 mm
Longueur du tube	32 mm
Diamètre interne du tube	0.305 mm
Diamètre externe du tube	0.635 mm
Matériau	Silicone de grade médical imprégné de baryum

IRM COMPATIBLE

Référence de commande

MODEL CLEARPATH P Implant à glaucome ClearPath® 250

FCI22.004 Ind. A

Pour tout renseignement : 01 53 98 98 98 - fci@fci.fr ou rendez-vous sur www.fci.fr

L'implant à glaucome ClearPath® 250, de classe IIb, est distribué par FCI S.A.S. et fabriqué par New World Medical (Organisme notifié GMED n°0459)