CHIRURGIE DE LA RÉTINE





PINCES ET CISEAUX à usage unique






- · Rigidité de la pince renforcée grâce au "STIFF"
- · Tube STIFF 100 % rétractable
- · Longueur utile de l'instrument conservée pendant son utilisation
- · Adaptée à la majorité des myopes forts










INSTRUMENTS DE SEGMENT POSTÉRIEUR

- Plus rigides que les instruments standards en 27 Ga
- · Tube télescopique 19 Ga 100% rétractable
- Le manche 360° permet d'actionner la pince quelque soit l'endroit où l'on appuie
- · Course de fermeture de l'instrument courte
- · Force de préhension de 100 gr*
- · Boîte de 5 unités
- · Stériles, à usage unique



Poids de 100 gr positionné à 19 mm du manche

LES MANCHES



^{*} Source : étude réalisée par Katalyst «Grasping Force for Forceps Design Verification Report».


LES PINCES ILM ET MER - Membranes fines



Pince End Grasping Modèle asymétrique



Pince Maculorhexis





Pince de Tano Modèle asymétrique



Pince de Awh Modèle asymétrique

LES PINCES ET CISEAUX PVR - Membranes épaisses





Ciseaux Horizontaux



Ciseaux Verticaux



Pince Crocodile



Pince Super Grip



Pince de Morris Honey Badger Modèle asymétrique

Les pinces et les ciseaux à usage unique de classe IIa sont distribués par FCI S.A.S. et fabriqués par Katalyst Surgical™ (Organisme notifié : National Standards Authority of Ireland N° 0050). Le manche 360° restérilisable de classe I est distribué par FCI S.A.S. et fabriqué par Katalyst Surgical™. Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions figurant dans la notice de nettoyage et d'entretien.

RÉFÉRENCES







		Ga	MANCHE 360°	MANCHE 360° STIFF	MANCHE SLIM	POINTE UU*
Awh		23 Ga	DVF4005-23		DVF04005-23	CVF4005-23
		25 Ga	DVF4005-25	DVF4005-25-S	DVF04005-25	CVF4005-25
		27 Ga		DVF4005-27		CVF4005-27
End Grasping		23 Ga	DVF4022-23		S9.6013.23	CVF4022-23
		25 Ga	DVF4022-25	DVF4022-25-S	\$9.6013.25	CVF4022-25
		27 Ga		DVF4022-27	\$9.6013.27	CVF4022-27
Maculorhexis		23 Ga	DVF4019-23		\$9.6012.23	CVF4019-23
		25 Ga	DVF4019-25	DVF4019-25-S	\$9.6012.25	CVF4019-25
		27 Ga		DVF4019-27	\$9.6012.27	CVF4019-27
Tano		23 Ga	DVF4014-23		\$9.6017.23	CVF4014-23
		25 Ga	DVF4014-25	DVF4014-25-S	\$9.6017.25	CVF4014-25
		27 Ga			S9.6017.27	CVF4014-27

PINCES PVR, MEMBRANES ÉPAISSES

		Ga	MANCHE 360°	MANCHE 360° STIFF	MANCHE SLIM	POINTE UU*
Crocodile		23 Ga	DVF4016-23		\$9.6011.23	CVF4016-23
		25 Ga	DVF4016-25	DVF4016-25-S	\$9.6011.25	CVF4016-25
		27 Ga				CVF4016-27
Morris Honey Badger		23 Ga	DVF4010-23		DVF04010-23	CVF4010-23
		25 Ga	DVF4010-25	DVF4010-25-S	DVF04010-25	CVF4010-25
		27 Ga		DVF4010-27		CVF4010-27
Super Grip		23 Ga	\$9.6018.23		DVF04034-23	CVF4034-23
		25 Ga	\$9.6018.25	DVF4034-25-S	DVF04034-25	CVF4034-25
		27 Ga	\$9.6018.27	DVF4034-27		CVF4034-27

CISEAUX

		Ga	MANCHE 360°	MANCHE 360° STIFF	MANCHE SLIM	POINTE UU*
Ciseaux horizontaux		23 Ga	DVS5006-23		\$9.6014.23	CVS5006-23
		25 Ga	DVS5006-25	DVS5006-25-S	\$9.6014.25	CVS5006-25
		27 Ga		DVS5006-27		CVS5006-27
Ciseaux verticaux		23 Ga	DVS5101-23		\$9.6015.23	CVS5101-23
		25 Ga	DVS5101-25	DVS5101-25-S	\$9.6015.25	CVS5101-25
		27 Ga				CVS5101-27

^{*} Les pointes à usage unique s>utilisent avec le manche restérilisable - réf CV-HANDLE.





