


Couteaux Slit & Clear Cornea

Angulés, 45°, 10 couteaux stériles par boîte
Utilisation : incision cornéenne et sclérale



Slit

Taille	Simple biseau	Double biseau	Taille	Simple biseau	Double biseau
1.0mm	SSL10SP		2.5mm	SSL25SP	SSL25P
1.2mm	SSL12SP		2.6mm	SSL26SP	SSL26P
1.4mm	SSL14SP		2.65mm	SSL265SP	SSL265P
1.6mm	SSL16SP		2.75mm	SSL275SP	SSL275P
1.8mm	SSL18SP	SSL18P	2.8mm	SSL28SP	SSL28P
2.0mm	SSL20SP	SSL20P	2.85mm	SSL285SP	SSL285P
2.2mm	SSL22SP	SSL22P	3.0mm	SSL30SP	SSL30P
2.4mm	SSL24SP	SSL24P	3.2mm	SSL32SP	SSL32P



Clear-Cornea

Taille	Simple biseau	Double biseau	Taille	Simple biseau	Double biseau
1.0mm	SCC10SP		2.5mm	SCC25SP	SCC25P
1.2mm	SCC12SP		2.6mm	SCC26SP	SCC26P
1.4mm	SCC14SP		2.65mm	SCC265SP	SCC265P
1.6mm	SCC16SP		2.75mm	SCC275SP	SCC275P
1.8mm	SCC18SP	SCC18P	2.8mm	SCC28SP	SCC28P
2.0mm	SCC20SP	SCC20P	2.85mm	SCC285SP	SCC285P
2.2mm	SCC22SP	SCC22P	3.0mm	SCC30SP	SCC30P
2.4mm	SCC24SP	SCC24P	3.2mm	SCC32SP	SCC32P



Couteaux droits

10 couteaux stériles par boîte
Utilisation : paracentèse

Produit	
Couteau droit 15°	SST15P
Couteau droit 22.5°	SST22P
Couteau droit 30°	SST30P
Couteau droit 45°	SST45P



Couteaux Crescent

10 couteaux stériles par boîte
Utilisation : tunnels et volets scléaux

Produit	
Crescent Biseau vers le haut 2.0mm	SCU20P
Crescent Biseau vers le haut 2.2mm	SCU22P
Crescent Biseau vers le haut 2.6mm	SCU26P
Crescent Biseau vers le bas 2.2mm	SCD22P
Crescent Biseau vers le bas 2.6mm	SCD26P
Crescent droit 2.6mm	SCS26P



Couteaux de vitrectomie

10 couteaux stériles par boîte
Utilisation : paracentèse, voie transclérale et transconjonctivale

Produit	Largeur lame	Droit	Angulé - 45°
MVR 19G	1.4	SVR19P	SVR19AP
MVR 20G	1.2	SVR20P	SVR20AP
MVR 21G	1.1	-	SVR21AP
MVR 23G	1.0	SVR23P	SVR23AP
MVR 24G	0.8	SVR24P	SVR24AP
MVR 25G	0.6	SVR25P	SVR25AP



FCI23/008 Ind A - janvier 2024



Pour tout renseignement : 01 53 98 98 98 / fci@fci.fr

Les couteaux à usage unique SURGICUT destinés à la chirurgie de la cataracte et de la rétine, de classe IIb, sont distribués par FCI S.A.S. et fabriqués par SURGI LAB AG (organisme notifié Eurofins N°0477).