


### Couteaux Slit & Clear Cornea

Angulés, 45°, 10 couteaux stériles par boîte  
Utilisation : incision cornéenne et sclérale



#### Slit

Taille	Simple biseau	Double biseau	Taille	Simple biseau	Double biseau
1.0mm	SSL10S		2.5mm	SSL25S	SSL25
1.2mm	SSL12S		2.6mm	SSL26S	SSL26
1.4mm	SSL14S		2.65mm	SSL265S	SSL265
1.6mm	SSL16S		2.75mm	SSL275S	SSL275
1.8mm	SSL18S	SSL18	2.8mm	SSL28S	SSL28
2.0mm	SSL20S	SSL20	2.85mm	SSL285S	SSL285
2.2mm	SSL22S	SSL22	3.0mm	SSL30S	SSL30
2.4mm	SSL24S	SSL24	3.2mm	SSL32S	SSL32



#### Clear-Cornea

Taille	Simple biseau	Double biseau	Taille	Simple biseau	Double biseau
1.0mm	SCC10S		2.5mm	SCC25S	SCC25
1.2mm	SCC12S		2.6mm	SCC26S	SCC26
1.4mm	SCC14S		2.65mm	SCC265S	SCC265
1.6mm	SCC16S		2.75mm	SCC275S	SCC275
1.8mm	SCC18S	SCC18	2.8mm	SCC28S	SCC28
2.0mm	SCC20S	SCC20	2.85mm	SCC285S	SCC285
2.2mm	SCC22S	SCC22	3.0mm	SCC30S	SCC30
2.4mm	SCC24S	SCC24	3.2mm	SCC32S	SCC32



## Couteaux droits

10 couteaux stériles par boîte  
Utilisation : paracentèse

Produit	
Couteau droit 15°	SST15
Couteau droit 22.5°	SST22
Couteau droit 30°	SST30
Couteau droit 45°	SST45



## Couteaux Crescent

10 couteaux stériles par boîte  
Utilisation : tunnels et volets scléaux

Produit	
Crescent Biseau vers le haut 2.0mm	SCU20
Crescent Biseau vers le haut 2.2mm	SCU22
Crescent Biseau vers le haut 2.6mm	SCU26
Crescent Biseau vers le bas 2.2mm	SCD22
Crescent Biseau vers le bas 2.6mm	SCD26
Crescent droit 2.6mm	SCS26



## Couteaux de vitrectomie

10 couteaux stériles par boîte  
Utilisation : paracentèse, voie transclérale et transconjonctivale

Produit	Largeur lame	Droit	Angulé - 45°
MVR 19G	1.4	SVR19	SVR19A
MVR 20G	1.2	SVR20	SVR20A
MVR 21G	1.1	-	SVR21A
MVR 23G	1.0	SVR23	SVR23A
MVR 24G	0.8	SVR24	SVR24A
MVR 25G	0.6	SVR25	SVR25A

