



COQUE OCULAIRE UNIVERSELLE

- Taille unique
- Universelle : pour oeil droit ou gauche
- Sans latex
- Fabriqué au Royaume Uni



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur : 64.79 mm, longueur : 78 mm
- Matériau : K-Resin
- Couleur : bleu transparent
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Boîte de 100 blisters individuels stériles
- Usage unique



REFERENCE DE COMMANDE

	Usage Unique	CONDITIONNEMENT
ES/100/B	Coque oculaire	Boîte de 100 unités

FCI21/011 Ind. A - Décembre 2021 - Société par actions simplifiée au capital de 46 909€ - BIREN 3511 670 385 - RCS PARIS



Pour tout renseignement et/ou demande d'essai,
contactez-nous au 01 53 98 98 98 - email : fci@fci.fr
ou rendez-vous sur www.fci.fr

