




Sécheresse oculaire

Catalogue 2025

www.fci.fr




FCI®

a ZEISS company

1 MILLION !

FCl est fier d'avoir fabriqué plus de 1.000.000 de bouchons méatiques ces 35 dernières années. Des centaines d'ophtalmologistes du monde entier traitent les sécheresses oculaires grâce aux bouchons FCl.



PAINLESS PLUG®

- Ne nécessite pas de dilatation méatique préalable*
- Bouchons méatiques préchargés et montés en extension sur un pose-clou
- Le bouchon reprenant sa forme pour mieux s'adapter à l'ampoule du point lacrymal
- Taille unique
- Colerette fine
- Silicone transparent
- Stériles

CONDITIONNEMENT

S2.4001


Painless Plug®

Boîte de 1



Taille en extension

0.3 mm - 0.4 mm → ←



Taille dans le méat

0.55 mm → ←

1.1 mm → ←

* J. Allali «Pathologie lacrymale du nourrisson et de l'enfant»; Archives de pédiatrie 17, 2010; 1609–1616.
Le Painless Plug®, de classe IIb, est fabriqué par FCI S.A.S. [Organisme notifié : GMED CE N°0459].

FCI ÉTOFFE SA GAMME DE BOUCHONS MÉATIQUES

TEARSAVER®

MAINTENANT
DISPONIBLE








- Livrés prêt à l'emploi
- 5 tailles disponibles
- Bouchons méatiques en silicone transparent
- Stériles

		TAILLE	CONDITIONNEMENT
S2.3841	Tearsaver®	0,4 mm	Boîte de 1
S2.3851	Tearsaver®	0,5 mm	Boîte de 1
S2.3861	Tearsaver®	0,6 mm	Boîte de 1
S2.3871	Tearsaver®	0,7 mm	Boîte de 1
S2.3881	Tearsaver®	0,8 mm	Boîte de 1



Collerette droite




BOUCHONS MÉATIQUES PRÊTS À LA POSE

- Livrés prêt à l'emploi
- 5 tailles disponibles
- Bouchons méatiques en silicone transparent
- Stériles


		LONGUEUR	MATÉRIAU	CONDITIONNEMENT
S2.3651	Bouchon méatique "prêt à la pose"	Micro	Silicone	Boîte de 1
S2.3681	Bouchon méatique "prêt à la pose"	Mini	Silicone	Boîte de 1
S2.3421	Bouchon méatique "prêt à la pose"	Petit	Silicone	Boîte de 1
S2.3121	Bouchon méatique "prêt à la pose"	Standard	Silicone	Boîte de 1
S2.3521	Bouchon méatique "prêt à la pose"	Grand	Silicone	Boîte de 1




Collerette inclinée



MICRO



MINI



PETIT



STANDARD



GRAND

Les bouchons «prêts à la pose», de classe IIb, sont fabriqués par FCI S.A.S. [Organisme notifié : GMED CE N°0459].
Les bouchons Tearsaver®, de classe IIb, sont fabriqués par FCI S.A.S. [Organisme notifié : DQS MED CE N°0297].

EN COMPLÉMENT

Dilatateurs

	Usage unique	CONDITIONNEMENT
S1.4015	Dilatateurs à voie lacrymale	Boîte de 5



S1.4015

Sondes à voies lacrymales

	Usage unique	CONDITIONNEMENT
S1.4025	Sonde à voie lacrymale	Boîte de 5
S1.4030	Sonde à voie lacrymale bout mousse	Boîte de 12




S1.4025



S1.4030

Canules à voies lacrymales

	Usage unique	CONDITIONNEMENT
S1.4035	Canule à voie lacrymale bout olive	Boîte de 5
M9278	Canule à voie lacrymale de Malet	Boîte de 10
S1.4050	Canule à voie lacrymale, 13 mm	Boîte de 10



S1.4035



M9278




S1.4050

Boîtes d'instruments restérilisables


Consultez nous afin de composer votre **boîte sur mesure** adaptée à vos besoins !



A10.1700 Boîte voies lacrymales



A10.2000 Boîte à enlever les fils



A10.2500 Boîte à extraction de corps étranger

Le dilatateur et les sondes à voies lacrymales à usage unique, de classe Is, sont fabriqués par FCI S.A.S. [Organisme notifié : GMED CE N°0459].
Les canules à voies lacrymales à usage unique S1.4035, de classe IIa, sont fabriquées par ANODYNE / PSI EYE-KO INC [Organisme notifié : PSI CE N°0086].
Les canules à voies lacrymales à usage unique S1.4050, de classe IIa, sont fabriquées par SURU INTERNATIONAL PVT LTD [Organisme notifié : DQS Medizinprodukte GmbH n°0297]. Les canules à voies lacrymales de Malet, de classe IIa, sont fabriquées par Sterimedix Ltd [Organisme notifié : TUV SUD Product Service GmbH CE N°0123].

FCI25/008 Ind A - Mai 2025 - Société par actions simplifiée au capital de 46 909€ - SIREN 351 670 385 - RCS PARIS